

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
A A1C	Voir hémoglobine glyquée				
ACC (anti-coagulants circulants)		STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	
ACE (ug/L) (s)	Sérique	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RD
Acide citrique		Fructose test (Fertipro)	Technique manuelle en microplaque		
Acide Folique erythrocytaire (vit B9)	Voir folates erythrocytaires				
Acide folique sérique (vit B9)	Voir folates sériques				
Acide lactique sérique (s)		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à la lactate oxydase	DQP	CZ
Acide lactique (sg)		ABL 705 (Radiometer)	Ampérométrie	WRM	
Acide urique (umol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à l'uricase	DWI	NB
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	NG
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	NG
Acide urique (umol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à l'uricase	DWI	NB
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	NG
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	AB
Acide valproïque (mg/l) (s)	Sérique	Dimension (Siemens)	Turbidimétrie	DFI	HQ
Albumine (g/L) (s)	Sérique	Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Albumine (g/L) (u) = protéinurie		Modular P (Roche Diagnostic)	Colorimétrie	DWI	AB
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DQH	GN
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Colorimétrie	DQP	AB
Alcool (sg)	Ethanol	Modular P (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à l'ADH	DWI	
Alpha-foetoprotéine (ug/L) (s)	Sérique	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RD
Alpha glucosidase		Episcreen (Fertipro)	Technique manuelle en microplaque		
AMH (s)		Immunotec (Beckman Coulter)	Microplaque Elisa		
Ammoniaque (s)		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à la glutamate déshydrogénase	DQP	

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Amylase (s)	Sérique	Modular P (Roche Diagnostic)	Technique au nitrophényl polyosides	DWI	W9
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	WA
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	WA
Amylase (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique au nitrophényl polyosides	DWI	W9
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	WA
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	WA
Antibiogramme sur souches bactériennes isolées	Méthode automatisée	Phoenix (Becton Dickinson)	Cartes		RG50
	Méthode manuelle de seconde intention	Rapid ATB (BioMérieux)	Galleries		RG53
	Méthode manuelle de seconde intention		Disques		
Anticorps antinucléaires (s)	Technique manuelle	Eurobio (Immunoconcept)	Immunofluorescence sur cellules HEP2		QNQ6
Anticorps anti ADN natif (UI/ml) (s)		Immunocap 250 (Phadia)	ELIA	UPU	QAT8
Anticorps anti antigènes nucléaires solubles (s)		Immunocap 250 (Phadia)	ELIA	UPU	QNT8
Anticorps anti CCP		Immunocap 250 (Phadia)	ELIA	UPU	
Anticorps irréguliers (s)	RAI	Autovue Innova (Ortho)		FWP3	KM23
Anticorps anti mitochondries, muscles lisses, LKM, cytosol, cellules pariétales gastriques (s)	Technique manuelle	BMD	Immunofluorescence sur triple substrat de rat (foie, rein, estomac)		Q3B2
Anticorps anti thyroglobuline (UI/ml) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	
Anticorps anti TPO (UI/ml) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	
Antigène HBs	Voir hépatite B				
Antigène P24	Voir HIV				
Antistreptolysines (s)		Microplaques (BioMérieux)			
Antistreptodornases (s)		Microplaques (BioMérieux)			
Antithrombine III	Plasmatique	Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Colorimétrie	DQP	AL
Apo A, Apo B		Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
ALAT (transaminases) (UI/L) (s)	TGP	Modular P (Roche Diagnostic)	Technique UV selon SFBC/IFCC avec phosphate pyridoxal à 37°C	DWI	NP
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	N4
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	N4
ASAT (transaminases) (UI/L) (s)	TGO	Modular P (Roche Diagnostic)	Technique UV selon SFBC/IFCC avec phosphate pyridoxal à 37°C	DWI	NP
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	N4
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	N4
Aspect du sérum		Modular P (Roche Diagnostic)	Photométrie	DWI	
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	
B Bence-Jones (protéinurie) (u)	Urines de 24h	Hydrasys (Sebia)	Immunofixation	VML	
Béta 2 microglobuline sérique		Vidas (Biomérieux)	Chimiluminescence	UGV	DB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Immunturbidimétrie	DQP	
Béta 2 microglobuline (u)		Vidas (Biomérieux)	Chimiluminescence	UGV	DB
Béta HCG (test de grossesse) (s)		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWR	RD
		Vidas (BioMérieux)	Chimiluminescence	UGV	DB
		MiniVidas (BioMérieux)		UGW	DB
Bicarbonates (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique au PEP	DWI	IH
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	IZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	IZ
Bilirubine totale (umol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique au diphényl diazonium	DWI	FF
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	EZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	FZ
Bilirubine conjuguée (umol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique au diphényl diazonium	DWI	AD
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	AD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	AC

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
BNP	Voir pro BNP				
Brucellose - sérologie	Voir Wright				
BW – sérologie (s)	BW	RPR (Biokit)	Agglutination		
	TPHA	Syphagen (Biokit)	Agglutination		
C CA 125 ; 15-3 ; 19-9 (U/ml) (s)	Sérique	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RD
Calcémie (mmol/) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Orthocrésol phtaléine	DWI	EF
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	EZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	EZ
Calcium urinaire (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Orthocrésol phtaléine	DWI	EF
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	EZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	EZ
Calcium ionisé (s) (sg)		ABL 725 (Radiometer)	Potentiométrie par électrodes sélectives	WRM	
		ABL 825 (Radiometer)		WRO	
Cannabis - recherche		Servibio	Immuno-chromatographie		
Carbamazépine (=tégrétol) (mg/L) (s)		Dimension (Siemens)	Turbidimétrie	DFI	HA
Carboxyhémoglobine (sg)		ABL 725 (Radiometer)	Spectrométrie	WRM	
		ABL 825 (Radiometer)		WRO	
CBU (u)		Géloses (Becton Dickinson)			
Charge virale VHC	Voir hépatite C				
Charge virale VIH	Voir VIH				
Charge virale VHB	Voir hépatite B				
Chlamydiae trachomatis (sérologie) (s)	IgG / IgA	PhD (Biorad)	BMD Elisa (Savyon)		
Chlamydiae trachomatis urinaire PCR (u)		Cobas amplicor (Roche Diagnostic)			PCR
Chlamydiae trachomatis sperme, endocol, ...PCR		Cobas amplicor (Roche Diagnostic)			PCR

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Cholestérol (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique Estérase/oydase/ Peroxydases avec chromogène phénolique	DWI	EE
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	E4
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	E4
Ciclosporine (ug/L) (sg)	Sérique	Dimension (Dade Behring)	EIA	DFI	HQ
Clairance à la créatine	Calcul				
Chlore sérique (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Electrodes sélectives Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Chlore urinaire (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Electrodes sélectives Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Clostridium - toxine A - recherche		Triage (Biosite)	Immunoenzymatique		
CMV (Cytomégalovirus)	IgG (UI/ml)	Liaison (Diasorin)	Chimiluminescence	UKW	VQX7
	IgM	Liaison (Diasorin)		UKW	VQX8
CO2 Total (ct CO2c) (sg)	Calcul	ABL 825 (Radiometer)			
		ABL 725 (Radiometer)			
Cocaïne (u)		Manuelle (Servibio)	Immuno chromatographie		
Cotinine (u)		Manuelle (Servibio)	Immuno chromatographie		
Coefficient de saturation transferrine	Calcul				
Cofacteurs de coagulation (fact. 2, 5, 8, 9, 10, 11)	Voir Facteurs				
Coombs Direct IgG		Autovue Innova (Ortho)		FW P3 FW R1	
Coproculture		Géloses (Becton Dickinson) Biorad (campylobacter)			
Cortisol (nmol/l) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
CPK (s)	Créatine Kinase totale	Modular P (Roche Diagnostic)	Spectrophotométrie en phase hétérogène	DWI	LC
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	L4
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	L4
Créatinine (umol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Jaffé cinétique compensé	DWI	RZ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	RD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	RD
Créatinine (mmol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Jaffé cinétique compensé	DWI	RZ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	RD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	RD
Créatinine kinase	Voir CPK				
CRP (s)	Protéine C réactive	Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	HZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Cryoglobulines		Dépistage : précipitation			
Cytomégalovirus	Voir CMV				
D D-dimères (s)		STAR (Diagnostica Stago)	Immunoturbidimétrie	KPJ5	KUJ3
		STA Compact (Diagnostica Stago)	Staliatest	KPJ5	KUJ3
Digoxine (ug/L)		Dimension (Dade Behring)	EIA	DFI	NQ
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
E EBV – sérologie (s) UA/ml	IgG anti VCA	Liaison (Diasorin)	Chimiluminescence	UKW	VMZ1
	IgM anti VCA	Liaison (Diasorin)		UKW	VMZ3
	Ac anti EBNA	Liaison (Diasorin)		UKW	VMZ2
Electrophorèse des protéines sanguines (s)	Sérique	Capillarys (Sebia)	Electrophorèse capillaire	VMC	GC

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Estradiol E2 (pmol/L) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
F Facteur II		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	AH
Facteurs rhumatoïdes	Voir latex-waaler rose				
Facteur V		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	FUJ1
Facteur VII		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	CH
Facteur X		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	DH
Fer sérique (umol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique à la Ferrozine (mesure spectroreflectométrique)	DWI	RP
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	RR
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	RR
Ferritine (ug/L) (s)	Sérique	Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
Fibrinogène (s)		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)	Détection de caillot chronométrie	KPJ5	KLJ2
Fibrotest-actitest	Calcul				
Folates sériques (nmol/l) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
Folates érythrocytaire (s)		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	
Fructose		Fructose test (Fertipro)	Technique manuelle en microplaque		
FSH (UI/L) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE	
G	pH (sg)	Chiron Rapidlab 248 (Siemens Medical)	Potentiométrie	WCO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
		ABL 825 (Radiometer)		WRO		
	pCO2 (sg)	Chiron Rapidlab 248 (Siemens Medical)	Potentiométrie	WCO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
		ABL 825 (Radiometer)		WRO		
	pO2 (sg)	Chiron Rapidlab 248 (Siemens Medical)	Ampérométrie	WCO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
		ABL 825 (Radiometer)		WRO		
		Excès de bases (sg)		Calcul		
	GGT (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Glutamyl carboxy nitrilide	DWI	CM
			Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	CZ
Cobas C501 (Roche Diagnostic)			DQP		CZ	
Glycémies isolées ; cycles, HGPO		Modular P (Roche Diagnostic)	Test enzymatique à l'Hexokinase	DWI	KA	
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	2R	
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	2B	
Glycosuries		Modular P (Roche Diagnostic)	Test enzymatique à l'Hexokinase	DWI	KA	
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	2B	
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	2W	
Groupe sanguin - phénotypes		Autovue Innova (Ortho)		FWP3 FWR1	Anti A : EPO1 Anti B : GPO1 AntiAB : LPO1 Hématies test : AP 13 Anti rh 5 : RP17 Anti Kel 1 : TP 17 Anti rh1 : MPO1 Anti rh2 : NP17 Anti rh3 : PP17 Anti rh4 : QP17	
H	Haptoglobine (s)	Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD	
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ	
HCG	Voir beta hcg					

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
HDL cholestérol (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Cyclodextrine sans précipitation	DWI	VD
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	VZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	VD
Helicobacter pylori - test respiratoire			Spectrométrie Infra rouge (CO2 expiré)		
Helikit - test respiratoire		Selon disponibilité des trousses fournisseurs	Spectrométrie Infra rouge (CO2 expiré)		
Hémocultures		Bactec 9050 (Becton Dickinson)	Fluorimétrie (CO2 dégagé)		
Hémoglobine glyquée (A1C) %		G8 (Tosoh)	Chromatographie HPLC		2R
Héмограмme = NFS (sg)	Numération	Sysmex XE 2100 (Roche Diagnostic)	Impédance et cytométrie de flux	KNK4	
	Numération	Sysmex XT 2000 I (Roche Diagnostic)	Impédance et cytométrie de flux	KNK3	
	Numération	Pentra 80 (ABX)	Impédance et cytométrie de flux	KNG6	
	Numération	Pentra 60 C+ (ABX)	Impédance et cytométrie de flux	KNGA	
	Hémoglobine	Tous automates	Photométrie		
	Formule leucocytaire	Sysmex XE 2100 (Roche Diagnostic)	Impédance et cytométrie de flux	KNK4	
	Formule leucocytaire	Sysmex XT 2000 I (Roche Diagnostic)	Impédance et cytométrie de flux	KNK3	
	Formule leucocytaire	Pentra 80 (ABX)		KNG6	
	Formule leucocytaire	Pentra 60 C+ (ABX)	Impédance et cytométrie de flux	KNGA	
	Plaquettes	Sysmex XE 2100 (Roche Diagnostic)	Impédance ou fluorescence	KNK4	
	Plaquettes	Sysmex XT 2000 I (Roche Diagnostic)	Impédance ou fluorescence	KNK3	
	Plaquettes	Pentra 80 (ABX)		KNG6	
	Plaquettes	Pentra 60 C+ (ABX)	Impédance et cytométrie de flux	KNGA	
	Réticulocytes	Sysmex XE 2100 (Roche Diagnostic)	Cytométrie de flux et fluorescence	KNK4	
Réticulocytes	Sysmex XT 2000 I (Roche Diagnostic)	Cytométrie de flux et fluorescence	KNK3		
Hépatite A (s)	Anticorps totaux	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	
	IgM			UWH	

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Hépatite B (s)	Antigène HBs	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	VAU 4
	Anticorps anti HBc totaux			UWH	VCU 4
	Anticorps IgM anti HBc			UWH	
	Anticorps anti HBs titrage (UI/L)			UWH	VBU 4
	ADN viral	Cobas taqman 48 (Roche Diagnostic)			PCR temps réel
Hépatite C	Sérologie (s)	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	VGC2
	ARN	Cobas amplicor (Roche Diagnostic)			PCR
	Charge virale	Cobas taqman 48 (Roche Diagnostic)			PCR
	Génotypage	Cobas amplicor (Roche Diagnostic) Immunoblot			PCR
Herpès virus 1 et 2	Sérologie (s)				
HIV (s)	Sérologie 1 ^{ère} technique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	VHC2
	Sérologie 2 ^{ème} technique	Modular E 170 (Roche Diagnostic) Réactif Biorad	Electrochimiluminescence	UWH	VHU6
	Antigène P24	MiniVidas (BioMérieux)		UGW	
	Charge virale	Cobas taqman 48 (Roche Diagnostic)			PCR
HTLV virus 1 et 2 (sérologie)		Vironostika (Biomérieux)	Elisa		
IgE totales (UI/ml) (s)		Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RD
IgE spécifiques (s)	Tests unitaires (KU/l)	Immunocap 250 (Phadia)	Cap system FEIA	UPA	EC
	Mélanges	Immunocap 250 (Phadia)		UPA	EC
	Phadiatop Trophatop	Immunocap 250 (Phadia)		UPA	EC
IgG, IgA, IgM (s)	Immunoglobulines	Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Immunoélectrophorèse des prot. Sanguines	Voir immunofixation				
Immunofixation (s)		Capillarys (Sebia)	Immunotypage	VMC	QESC
		Hydrasys (Sebia)	Immunofixation	VML	QXS9
Inhibine B		(DSL)	Elisa microplaques		
INR	Voir taux de prothrombine				
Ionogramme	Voir sodium potassium				

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
K Kaliémie	Voir sodium potassium				
L Latex		Rheumajet RF (Biokit)			
LDH (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Test enzymatique	DWI	BA
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	BZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	BZ
LDL cholestérol		Calcul			
Légionelles - urines		Now Legionella (Binax)	Technique manuelle antigénique		
LH (UI/L) (s)		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
Lipase sérique (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Test enzymatique	DWI	BZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	BW
Lithium sérique (s)		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Colorimétrie	DQP	6Z
Lyme (sérologie) (s)	IgG / IgM	Liaison (Diasorin)	Chimiluminescence	UKW	
M Magnésium sérique (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Spectrophotométrie au bleu magon	DWI	GB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DWP	JZ
MDRD (approche clairance)	Calcul				
Méthémoglobine (sg)		ABL 725 (Radiometer)	Spectrométrie	WRM	
		ABL 825 (Radiometer)		WRO	
Microalbuminurie de 24 heures (mg/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Microalbuminurie sur 9 heures (mg/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Microalbuminurie sur échantillon (mg/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Myoglobine (s)		Mini Vidas (Biomérieux)	Chimiluminescence	UGW	DB

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE	
N	NFS					
	NT- pro BNP					
O	Orosomucoïde (s)	Modular P (Roche Diagnostic) Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI DQP	HD HZ	
	Ostéocalcine (s)	Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR		
Oxymétrie	Saturation (saO2) (sg)	ABL 825 (Radiometer)	Spectrométrie	WRO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
	Hémoglobine (ctHb) (sg)	ABL 825 (Radiometer)	Spectrométrie	WRO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
	Hématocrite (Hctc) (sg)	ABL 825 (Radiometer)	Calcul	WRO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
	Carboxy Hémoglobine (sg)	ABL 825 (Radiometer)	Spectrométrie	WRO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
	Méthémoglobine (sg)	ABL 825 (Radiometer)	Spectrométrie	WRO		
		ABL 725 (Radiometer)		WRM		
	P	Paludisme – recherche (sg)	Now malaria (Binax) + frottis coloré			
		Parasitologie des selles	Bailanger et MIF paraselles (Fumouze diagnostic)	Techniques de coloration différentielles		
	Parathormone (s)	Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG		
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR		
	PBD (mononucléose) – sérologie (s)	Monolates PBD (Biokit)	Technique manuelle d'agglutination			
	Phadiatop					
	Phénobarbital (mg/L) (s)	Dimension (Dade Behring)	Immunoturbidimétrie	DFI	HQ	
	Phénotype rhésus / Kell					

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Phosphatases alcalines (s)	PAL	Modular P (Roche Diagnostic)	Technique SFBC/IFCC au PNPP	DWI	ZM
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	ZZ
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	ZZ
Phosphorémie = phosphatémie (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique directe UV	DWI	TQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	TA
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	TA
Phosphore (mmol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique directe UV	DWI	TQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	TA
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	TA
Plaquettes sanguines	Voir Hémogramme				
Potassium (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Electrode spécifique Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Potassium (mmol/L) (sg)		ABL 825 (Radiometer)	Potentiométrie directe		
		ABL 725 (Radiometer)			
Potassium (mmol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Electrode spécifique Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Préalbumine		Cobas C501 (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DQP	HZ
Progestérone		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
Pro BNP (s)		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)		UWR	RD
Procalcitonine (s)		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Protéine C réactive	Voir CRP				
Protéinurie	Voir albuminurie				
Protéinurie de Bence Jones	Voir Bence jones				
Protéines totales (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Biuret + KI	DWI	WD
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	WN
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	WN
Prolactine	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
PSA (libre/total) (ug/l) (s)		Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RD
PTH	Voir parathormone				
R RAST	Voir Ig E spécifiques				
RAI	Voir anticorps irréguliers				
Réserve alcaline	Voir bicarbonates				
Réticulocytes	Voir hémogramme				
Rubéole (sérologie) (U/ml)	IgG	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	VRU4
S Sang dans les selles - recherche		Hemotest (Biolys)	Agglutination avec anticorps monoclonaux		
Sodium (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Sodium (mmol/L) (sg)		ABL 825 (Radiometer) ABL 725 (Radiometer)	Potentiométrie directe		
Sodium (mmol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	Potentiométrie indirecte	DWI	PQ
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	PB
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	PR
Syphilis (BW)	Voir BW				
T T3, T4, Libres (pmol/L) (s)		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI

Specimen =

(s) Sérum ou plasma

(sg) Sang total

(u) Urines

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Tacrolimus (ug/L)		Dimension (Dade Behring)	EIA	DFI	
Taux de Prothrombine, INR		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)	Néoplastine CL à ISI élevé	KPJ5	KJJ2
TCA	Temps de céphaline activée	STAR STA Compact (Diagnostica Stago)	PTT Automate	KPJ5	KJJ2
TCK	Temps de céphaline Kaolin	STAR STA Compact (Diagnostica Stago)	Cephascreen	KPJ5	KJJ1
Temps de thrombine		STAR STA Compact (Diagnostica Stago)		KPJ5	
Testostérone (nmol/l) (s)		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
TGO / TGP	Voir ASAT / ALAT				
Toxoplasmose (sérologie) (s)	IgG (UI/ml)	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RDOB
	IgM	Modular E 170 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence	UWH	RDON
	IgG technique de confirmation	BioMérieux	Immunofluorescence		
	IgM technique de confirmation	BioMérieux	Immunofluorescence		
	IgM technique de confirmation	BioMérieux	Isaga		
Transaminases	Voir ASAT / ALAT				
Transferrine (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Immunoturbidimétrie	DWI	HD
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	HZ
Triglycérides (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	Technique enzymatique à la glycérol phosphate oxydase	DWI	KF
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	KV
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	KV
Trophatop	Voir IgE				
Troponine T (s)		Elecsys 2010 (Roche Diagnostic)	Chimiluminescence	UWG	RD
		Vidas (BioMérieux)	Chimiluminescence	UGV	
		Cobas E601 (Roche Diagnostic)	Electrochimiluminescence ECLIA	UWR	RD
Troponine I		MiniVidas (BioMérieux)	Chimiluminescence	UGW	
TSH (mUI/L) (s)	Sérique	Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	RI
U Urée (mmol/L) (s)		Modular P (Roche Diagnostic)	UV cinétique à l'uréase	DWI	GA
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	GM
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	GM

ANALYSES	PARAMÈTRE	AUTOMATE / FOURNISSEUR DE LA TROUSSE	TECHNIQUE	CODE AFSSAPS APPAREIL	CODE AFSSAPS TECHNIQUE
Urée (mol/L) (u)		Modular P (Roche Diagnostic)	UV cinétique à l'uréase	DWI	GA
		Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostic)		DQH	GM
		Cobas C501 (Roche Diagnostic)		DQP	GM
Uricémie	Voir acide urique				
V VIH	Voir HIV				
Vitamine B9	Voir folates				
Vitamine B12 (s)		Centaur XP (Siemens Medical)	Chimiluminescence	U4S	SI
Vitamine D (nmol/l) (s)	(25--OH-D3)	Liaison (Diasorin)	Chmiluminescence	UKW	S8
Vitesse de sédimentation globulaire (sg)	VS	Seditainer (Becton Dickinson)			
		Tube citrate à lecture directe			
W Waaler Rose (s)		Celarkit AR (Biokit)			
Wright (s)	Sérologie brucellose	Brucelloslide test (BioMérieux)	Agglutination en microplaque		
		Febrile brucella abortus (Biosystem)			
Z Zinc		Zinc Wako (Oxoid)	Technique manuelle en microplaque		